

After-sales service

Thank you for purchasing everbright's water flosser, please note the following matters:

1. Request the seller to issue effective sale evidence to be the proof of maintenance during your purchase.
2. The product is freely maintained and repaired due to non-artificial reason within one year in accordance with related regulations of the State (based on the invoice date of purchasing);
3. If the following situation occurs within the warranty period, certain maintenance cost will be charged:
 - ①. Damage caused by consumer's misuse, incorrect maintenance and improper management;
 - ②. Damage caused by any unauthorized repairman;
 - ③. There is no relevant receipt or invoice, and the product has exceeded the production date for one year;
 - ④. Damage caused by using for business purpose.
 - ⑤. Damage caused by force majeure (such as earthquake and fire).
4. Please carefully complete the following table, and send it to the manufacturer's designated maintenance site, and attach the product with the repair requirement

Maintenance Records


Name of customer		Tel.	
Product type		Product color	
Date of purchase		Where to buy? (seller)	
Date of maintenance			
Delivery address			

Tandenborstel.com B.V.
Heusdensebaan 50, 5061 PS Oisterwijk, Netherlands
Tel: 31 (0) 88 – 52 51 500
Web: www.tandenborstel.com

ever*bright.*

Water Flosser

Instruction Manual



Model: FC2580

UL standard IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGERS:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle charger with wet hands.
- Do not immerse in water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water.
Unplug immediately.
- Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury or damage issues:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if it has a broken cord or plug. In case of not working properly, or it has been dropped into any liquid, contact your local distributor.
- Do not direct water flow under the tongue, into the ear, nose or other delicate organs. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage to these organs. Refer to operating instructions for correct usage.
- Use this product only as indicated in these instructions or suggestions by your dental professional. It's normal phenomenon if gum bleed a little when using water flosser for the first time. If bleed much, please stop using and ask for your dentist advice.
- Fill reservoir with water or other solutions recommended by dental professional.
- Do not drop or insert any foreign object into the product.
Keep charger and cord away from heated surfaces.
- Do not operate where oxygen or aerosol sprays are being used.
- Do not use mouth washes/rinses that contain iodine, bleach, or tea tree oil.
- Do not use while wearing any oral jewelry. Please put off prior to use.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician advise you to receive antibiotic premedication, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- For household use only. Do not use outdoors.
- Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


Thank you for purchasing our Water Flosser!

Welcome to use "everbright" Water Flosser, it would bring you healthier teeth and brighter smile!


The water flosser use pulse flow to clean teeth, which could clean harmful bacteria that deeply hidden under gum, inter-dental -- these area cannot be cleaned by only brushing your teeth.

Traditional oral care:

Traditional toothbrush cannot clean away deeply hidden food particles and harmful bacteria.




The toothbrush could only touch limited location under the gum line.



Everbright Water Water Flosser

It could take away the harmful bacteria that being deeply hidden under and the gum lines the inter-dental.




Catalog

- UL standard----- 1
- Product structure ----- 3
- Product accessories ----- 4
- Instructions ----- 5
- Inserting and removing the tip ----- 6
- Adjusting water pressure ----- 6
- Using Water Flosser ----- 7
- Connecting the base and the handle----- 7
- Working time and charging----- 8
- Installation and un-installation----- 8
- Using tips----- 9
- Pause----- 10
- Common trouble shooting----- 12







The Company reserves the right of final interpretation for any misprint or misunderstanding of the operation manual. In case of product or information update will be included in the new manual without prior notice; if there is any change in the color of the product, the actual goods in package shall prevail.

Product structure



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Water tank lid | 2. Jet Tip |
| 3. Tip Rotating knob | 4. Jet Tip Eject Button |
| 5. Water tank | 6. Handle |
| 7. Water pressure switch | 8. Power |
| 9. Base | 10. Body |
| 11. Water pipe | |


Product accessories

S/N	Name	Quantity	Picture
1	Main Device	1	
2	Standard Jet tip	2	
3	Charging cable	1	
4	Instruction manual	1	
5	Handle	1	
6	Bag	1	

Because gingiva condition differs from people to people, the first use of the Water Flosser may have gum bleeding symptom. This is normal. Please feel free to use it! However, if gum bleeding too much, and last long time, please advise your dentist.


Instructions

IMPORTANT! Please fully charge the Water Flosser for the first use by plugging the USB cable into the charging socket with power. The product cannot be used while charging.



Filling water


Remove the water tank and water tank lid from the base. Fill pure water into the water tank, place it on the base and lightly press it down.



7


Inserting and removing the tip

Insert the jet tip in the hole of the tip knob top, make sure that the jet tip is inserted in position till a clicking sound. If needing to remove the tip from the handle, press the eject button while pull off jet tip from the handle.



Adjusting water pressure

Push forward the button to increase water pressure, push back to decrease it.




8

Using Water Flosser

Bend your body to the washbasin, put the jet tip into your mouth to aim it to your teeth, press the switch with the other hand and set your preferred pressure.


Rotating the knob at the top of the handle to change water flow direction.



Connecting the base and the handle

Insert the end of the handle to the outlet of the device base as marking, then rotate 90° in clockwise direction to erect the handle. There shall not have leakage from the connection.

When taking off the handle from the base, rotate the handle base for 90° in anticlockwise direction till listening the sound, then it can be taken away.




Working time and charging

The regular working time of the product is 150s, if you need to use it for more time, turn on power again. It could be stopped by pressing the switch during working.

When low battery, the white indicator will flash quickly. There will be a white indicator flashing slowly during charging, when the indicator is lighted for a long time, it means full charge. The product cannot be used during charging.

Installation and un-installation




The water tank lid can accommodate the handle and jet tip, the tank can contain device base, then cover water tank lid.



Note the direction


Using tips

Aiming at the gingiva by the water flow in 90° direction, slightly close your mouth to prevent the water splash everywhere, but allow the water to flow along the corner of your mouth to the basin. For better cleaning, you should start the cleaning from your molar tooth to incisor. Lightly move the jet tip along the gingiva and stay for a while. Repeat the same operation till everywhere of your teeth are cleaned.



Pause


You could stop the machine by pressing the power button or turning the pressure pushing to minimum value.



Instruction of the tip

Standard Jet tip

360° clean. And the place which cannot be cleaned by the toothbrush. It is more effective than the dental floss and is healthier for your gingiva.



Cleaning:

If any specific solution is stored in the water tank, take little time to clean the water tank after using.

Fill some warm(not hot) water into the water tank and point jet tip to the washbasin. Switch on the machine to run it till the water is emptied. This helps to prevent the blocking and increase the life of the product.

When there is necessary for washing, clean the product with soft cloth and neutral wear-free detergent.

Maintenance

- 1、 After using the Water Flosser every time, invert the water tank, till no water or cleaner and dried, and place it in cool and dry place with cleaned device. If the machine is not used for a long time, it should be put into the package and store well.
- 2、 When there is something wrong with the machine, you could consult the retailer.
- 3、 Please do not dismantle or try to disassemble the product by yourself, and the failure caused by this will not be included the warranty.
- 4、 If the charge cable is broken, please repair it at the repair shop designated by the Company or the shop with relevant repair qualification.
- 5、 We still supply service for the Water Flosser that has exceeded the warranty period, but material cost and little manual service fee will be charged.

Common trouble shooting

Error phenomena	Reason	Treatment method
Leakage between the jet tip and handle	The jet tip is not installed in place	Remove the tip and install it in right place
Leakage from the water pipe	Damaged pipe	Replace it through the seller or repair it by the customer service
Water tank leakage	It might be no valve at the bottom of tank, or the valve is mounted in an opposite way	Replace the valve or mounted in the right direction.
Insufficient pressure	Incorrect location for the installation of the water tank	Mount the water tank again with downward pressure
Failure to start	Motor failure	Ensure whether the power supply is switched on; contact with the sales repair

The Company assures to the original consumers and owners of this new product that the product has no defects in material and process, and the warranty period is one year from the date of purchase.

Thank you once again for purchasing everbright Water Flosser!


Vielen Dank für den Kauf unseres Wasserflossers!

Willkommen bei "Nicefeel" Wasser Flosser, es wird Ihnen gesündere Zähne und ein helleres Lächeln bringen!


Der Wasserflosser verwendet einen Impulsfluss zur Reinigung der Zähne, wodurch schädliche Bakterien, die tief unter Zahnfleisch versteckt sind, gereinigt werden können. Diese Bereiche können nicht durch Zahnputzen gereinigt werden.

Traditionelle Mundpflege:

Traditionelle Zahnbürsten können tief verborgene Speisereste und schädliche Bakterien nicht entfernen.




Die Zahnbürste konnte nur eine begrenzte Stelle unter der Zahnfleischlinie berühren.



Nicefeel Wasser Flosser


Es könnte die schädlichen Bakterien, die tief verborgen sind, entfernen, und das Zahnfleisch klebt das Interdental.



Produktstruktur -----	3
Produktzubehör -----	4
Anleitung -----	5
Einsetzen und Entfernen der Spitze -----	6
Wasserdruck einstellen -----	6
Verwenden Sie den Wasser Flosser-----	7
Basis und Griff verbinden-----	7
Arbeitszeit und Aufladung-----	8
Installation und Deinstallation-----	8
Tipps zum verwenden-----	9
Pause-----	10
Häufige Fehlersuche-----	12

Das Unternehmen behält sich das Recht auf endgültige Interpretation für Druckfehler oder Missverständnisse in der Bedienungsanleitung vor. Die Produkt-Aktualisierung und die Aktualisierung der Informationen werden ohne vorherige Ankündigung in das neue Handbuch aufgenommen. Wenn sich die Farbe des Produkts ändert, hat die tatsächliche Ware in der Verpackung Vorrang.

Produktstruktur



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Wassertankdeckel | 2. Jet Spitze |
| 3. Spitzen Drehknopf | 4. Jet-Spitze-Auswurf-taste |
| 5. Wassertank | 6. Griff |
| 7. Wasserdruckschalter | 8. Spannung |
| 9. Basis | 10. Gehäuse |
| 11. Wasserrohr | |


Produktzubehör

S/N	Name	Menge	Bild
1	Hauptgerät	1	
2	Standard Jet Spitze	2	
3	Aufladekabel	1	
4	Bedienungsanleitung	1	
5	Griff	1	
6	Tasche	1	

Da das Zahnfleisch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, kann es bei der ersten Anwendung des Wasserflossers zu Zahnfleischblutungssymptomen kommen. Das ist normal. Bitte zögern Sie nicht, es zu benutzen! Wenn es jedoch zu stark blutet, informieren Sie Ihren Zahnarzt.

Anleitung


WICHTIG! Laden Sie den Wasserflosser vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie das USB-Kabel mit Adapter in die Ladebuchse stecken. Das Produkt kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.



Wasser einfüllen

Entfernen Sie den Wassertank und den Wassertankdeckel von der Basis.


Füllen Sie den Wassertank mit reinem Wasser, setzen Sie ihn auf die Basis und drücken Sie ihn leicht nach unten.



5

Einsetzen und Entfernen der Spitze

Setzen Sie die Düsen Spitze in das Loch der Düsen Spitze ein, und stellen Sie sicher, dass die Düsen Spitze bis zum Klicken einrastet. Wenn Sie die Spitze vom Griff entfernen möchten, drücken Sie die Auswurfaste, während Sie die Düsen Spitze vom Griff abziehen.



Wasserdruck einstellen

Drücken Sie den Knopf nach vorne, um den Wasserdruck zu erhöhen, drücken Sie ihn zurück, um ihn zu verringern.




6

Verwenden Sie den Wasser Flosser

Biegen Sie Ihren Körper zum Waschbecken, stecken Sie die Düsen Spitze in den Mund, um ihn auf Ihre Zähne zu richten, drücken Sie den Schalter mit der anderen Hand und stellen Sie Ihren bevorzugten Druck ein.


Drehen Sie den Knopf oben am Griff, um die Richtung des Wasserflusses zu ändern.



Basis und Griff verbinden

Führen Sie das Ende des Griffs mit der Markierung in den Auslass der Gerätebasis ein, und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn um 90°, um den Griff aufzurichten. An der Verbindung darf kein Leck auftreten.

Wenn Sie den Griff von der Basis abnehmen, drehen Sie die Griffbasis um 90° gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie den Ton hören.




Arbeitszeit und Aufladung

Die reguläre Arbeitszeit des Produkts beträgt 150 Sekunden. Wenn Sie es länger brauchen, schalten Sie den Strom wieder ein. Sie kann durch Drücken des Schalters während der Arbeit angehalten werden.

Bei schwachem Akku blinkt die weiße Anzeige schnell. Während des Ladevorgangs blinkt eine weiße Anzeige langsam. Wenn die Anzeige längere Zeit leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang vollständig ist. Das Produkt kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.

Installation und Deinstallation




Der Wassertankdeckel kann den Griff und die Düsen Spitze aufnehmen, der Tank kann die Gerätebasis enthalten.



Beachten Sie die Richtung.


Spitze verwenden

Schließen Sie den Mund leicht an, um das Zahnfleisch durch den Wasserstrom in 90°-Richtung zu zielen, damit das Wasser nicht überall spritzt, aber lassen Sie das Wasser entlang der Mundwinkel in das Becken fließen. Zur besseren Reinigung sollten Sie die Reinigung von Ihrem Backenzahn bis zum Schneidezahn beginnen. Bewegen Sie die Düse vorsichtig am Zahnfleisch entlang und bleiben Sie eine Weile an einem Platz. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, bis alle Zähne gereinigt sind.



Pause


Sie können die Maschine anhalten, indem Sie den Ein- / Ausschalter drücken oder den Druck auf den Mindestwert stellen.



Anleitung für die Spitze

Standard Jet Spitze

360° sauber. Und die Stelle, die nicht mit der Zahnbürste gereinigt werden kann. Sie ist wirksamer als Zahnseide und ist für Ihr Zahnfleisch gesünder.



Reinigung:

Wenn sich im Wasserbehälter eine bestimmte Lösung befindet, nehmen Sie sich nach der Verwendung des Wasserbehälters etwas Zeit, um ihn zu reinigen.

Füllen Sie warmes (nicht heißes) Wasser in den Wassertank und richten Sie die Düsen Spitze auf das Waschbecken. Schalten Sie die Maschine ein, um sie laufen zu lassen, bis das Wasser geleert ist. Dies verhindert das Blockieren und erhöht die Lebensdauer des Produkts.

Wenn reinigen erforderlich ist, reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und einem neutralen, verschleißfreien Reinigungsmittel.

Instandhaltung

1. Drehen Sie den Tank nach jedem Gebrauch des Wasserflossers um, bis kein Wasser oder Reinigungsmittel mehr vorhanden ist, stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen Ort und verwenden Sie ein sauberes Gerät. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es in die Verpackung gelegt und gut gelagert werden.
2. Wenn mit der Maschine etwas nicht stimmt, wenden Sie sich an den Händler.
3. Bitte zersetzen Sie das Produkt nicht selbst und versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Andernfalls wird ein Fehler dadurch, nicht in die Garantie einbezogen.
4. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, reparieren Sie es bitte bei der von der Firma benannten Reparaturwerkstatt oder der Werkstatt mit entsprechender Reparaturqualifikation.
5. Wir bieten immer noch einen Service für Wasserflosser an, der die Garantiezeit überschritten hat. Materialkosten und geringe manuelle Servicegebühren werden jedoch in die Rechnung gestellt.

Häufige Fehlersuche

Probleme	Grund	Behandlungsmethode
Leck zwischen Düsen Spitze und Griff	Die Düsen Spitze ist nicht installiert	Entfernen Sie die Spitze und installieren Sie sie an der richtigen Stelle
Leck aus der Wasserleitung	Beschädigtes Rohr	Ersetzen Sie es durch den Verkäufer oder reparieren Sie es durch den Kundendienst
Wassertankleck	Möglicherweise befindet sich kein Ventil am Boden des Tanks oder das Ventil ist in entgegengesetzter Richtung montiert	Ersetzen Sie das Ventil oder montieren Sie es in die richtige Richtung.
Unzureichender Druck	Falscher Standort für die Installation des Wassertanks	Montieren Sie den Wassertank wieder mit Druck nach unten
Fehler beim Start	Motorausfall	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Kontakt mit der Verkaufsreparatur

Das Unternehmen sichert den ursprünglichen Verbrauchern und Eigentümern dieses neuen Produkts zu, dass das Produkt keine Material- und Prozessfehler aufweist. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.

Nochmals vielen Dank für den Kauf von Nicefeel Wasser Flosser!


Merci d'avoir acheté notre brosse à dent à eau !

Bienvenue à utiliser Water Flosser "everbright", il vous apporterait des dents en meilleure santé et un sourire plus éclatant!


Le flosser à eau utilise pulsflow pour nettoyer les dents, ce qui pourrait éliminer les bactéries nocives cachées profondément sous les gencives, entre les dents – parce que ces zones ne peuvent pas être nettoyées en se brossant simplement les dents.

Soins bucco-dentaires traditionnels :

La brosse à dents traditionnelle ne peut pas nettoyer les particules alimentaires profondément cachées et les bactéries nocives.




Le fil dentaire ne peut toucher qu'un endroit limité sous la ligne de la gencive.



Brosse à dent à eau everbright

Il peut enlever les bactéries nocives qui se cachent profondément sous les gencives et les lignes de la gencive inter dentaire.




Catalogue

Structure du produit -----	3
Accessoires du produit -----	4
Mode d'emploi -----	5
Mise en place et retrait de l'embout -----	6
Utilisation de la brosse à dent à eau -----	6
Utilisation de Flosser -----	7
Raccordement de la base et de la poignée-----	7
Temps de travail et charge-----	8
Installation et désinstallation-----	8
Conseils d'utilisation-----	9
Pause-----	10
Dépannage courant-----	12

La Société se réserve le droit d'interprétation finale pour toute erreur d'impression ou de compréhension du manuel d'utilisation. En cas de mise à jour d'un produit ou d'informations, celles-ci seront incluses dans le nouveau manuel sans préavis ; en cas de changement de couleur du produit, les produits réels dans l'emballage prévaudront.

Structure du produit




- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Couvercle du réservoir d'eau | 2. Embout du jet |
| 3. Bouton rotatif de l'embout | 4. Bouton d'éjection |
| 5. Réservoir d'eau | de l'embout Jet |
| 7. Pressostat d'eau | 6. Poignée |
| 9. Base | 8. Puissance |
| 11. Tuyau d'eau | 10. Corps |

Accessoires produits

S/N	Nom	Quantité	Image
1	Appareil principal	1	
2	Embout jet standard	2	
3	Câble de chargement	1	
4	Manuel d'utilisation	1	
5	Poignée	1	
6	Sac	1	

Mode d'emploi


IMPORTANT ! Veuillez charger complètement la brosse à dent pour la première utilisation en branchant le câble USB dans la prise de charge avec le courant. Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement.



Remplissage d'eau

Retirez le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau de la base.


Verser de l'eau pure dans le réservoir d'eau, la placer sur le socle et l'enfoncer légèrement.



5

Mise en place et retrait de l'embout

Insérez l'embout du jet dans le trou du bouton de l'embout, assurez-vous que l'embout du jet est insérée en position jusqu'à ce qu'un clic retentisse. Si vous devez retirer l'embout de la poignée, appuyez sur le bouton d'éjection tout en retirant l'embout du jet de la poignée.



Réglage de la pression d'eau

Poussez le bouton vers l'avant pour augmenter la pression d'eau, poussez vers l'arrière pour la diminuer.




6

Utilisation de la brosse à dent à eau

Pliez votre corps sur le lavabo, mettez l'embout du jet dans votre bouche pour le diriger vers vos dents, appuyez sur l'interrupteur de l'autre main et réglez votre pression préférée.


Tourner le bouton en haut de la poignée pour changer le sens d'écoulement de l'eau.



Raccordement de la base et de la poignée

Insérez l'extrémité de la poignée à la sortie de la base de l'appareil comme repère, puis tournez de 90° dans le sens horaire pour ériger la poignée. Il ne doit pas y avoir de fuite au niveau du raccordement.

Lorsque vous enlevez la poignée de la base, tournez la base de la poignée de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez le son, alors elle peut être retirée.




Temps de travail et charge

Le temps de fonctionnement normal du produit est de 150s, si vous avez besoin de l'utiliser plus longtemps, remettez-le sous tension. On peut l'arrêter en appuyant sur l'interrupteur pendant le travail. Lorsque la batterie est faible, le voyant blanc clignote rapidement. Un voyant blanc clignotera lentement pendant la charge, lorsque le voyant est allumé pendant une longue période, cela signifie que la charge est complète. Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement.




Installation et désinstallation

Le couvercle du réservoir d'eau peut recevoir la poignée et l'embout du jet, le réservoir peut contenir la base du dispositif, puis couvrir le couvercle du réservoir d'eau.




Conseils d'utilisation

Visez la gencive par l'écoulement de l'eau à 90°, fermez légèrement la bouche pour éviter les éclaboussures d'eau partout, mais laissez l'eau s'écouler le long du coin de votre bouche vers le bassin. Pour un meilleur nettoyage, vous devriez commencer le nettoyage de votre molaire à l'incisive. Déplacez légèrement la pointe du jet le long de la gencive et restez un moment. Répétez la même opération jusqu'à ce que toutes vos dents soient nettoyées.



Pause


Vous pouvez arrêter la machine en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en tournant la pression à la valeur minimale.



Instruction de l'embout

Embout jet standard

360° de propreté. Et atteint des endroits qu'une brosse à dent ne peut atteindre c'est mieux que du fil dentaire et plus sain pour vos gencives.



Nettoyage :

Si une solution spécifique est stockée dans le réservoir d'eau, prenez peu de temps pour nettoyer le réservoir d'eau après utilisation.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède (pas chaude) et dirigez l'embout du jet d'eau vers le lavabo. Allumez la machine pour la faire fonctionner jusqu'à ce que l'eau soit vidée. Ceci permet d'éviter le blocage et d'augmenter la durée de vie du produit.

Si nécessaire pour le lavage, nettoyez-le produit avec un chiffon doux et un détergent neutre sans usure.

Maintenance

- Après chaque utilisation de la brosse à dent à eau, inverser le réservoir d'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau ou de nettoyant et le sécher, et le placer dans un endroit frais et sec avec un appareil propre. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit être placée dans son emballage et bien stockée.
- En cas de problème avec la machine, vous pouvez consulter le revendeur.
- Veillez ne pas démonter ou essayer de démonter le produit vous-même, et l'échec causé par ce fait ne sera pas inclus dans la garantie.
- Si le câble de charge est cassé, veuillez le réparer à l'atelier de réparation désigné par la Société ou à l'atelier possédant les qualifications de réparation appropriées.
- Nous fournissons toujours un service pour le fil dentaire qui a dépassé la période de garantie, mais le coût du matériel et les frais d'entretien manuel seront facturés.

Dépannage courant

Phénomènes d'erreur	Raison	Méthode de traitement
Fuite entre l'extrémité du jet et la poignée	L'embout du jet n'est pas installé en place	Retirez l'embout et installez-le au bon endroit
Fuite de la conduite d'eau	Tuyau endommagé	Remplacez-le par l'intermédiaire du vendeur ou réparez-le par le service après-vente
Fuite du réservoir d'eau	Il se peut qu'il n'y ait pas de vanne au fond du réservoir, ou que la vanne soit montée de façon opposée	Remplacer la vanne ou la monter dans le bon sens
Pression insuffisante	Mauvais emplacement pour l'installation du réservoir d'eau	Remonter le réservoir d'eau en exerçant une pression vers le bas
Failure to start	Panne moteur	Vérifiez si l'alimentation électrique est sous tension ; contactez le service après-vente

La Société assure aux consommateurs et propriétaires initiaux de ce nouveau produit qu'il ne présente aucun défaut de matériel ou de procédé et que la période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat.


Merci encore une fois d'avoir acheté la brosse à dent à eau everbright !

Bedankt voor het aanschaffen van de Waterflosser!


U staat op het punt uw nieuwe Everbright Travis Waterflosser voor het eerst te gebruiken. Deze zorgt voor een gezonder gebit en tovert een stralende lach op uw gezicht. De Waterflosser gebruikt waterpulsen om uw gebit te reinigen. De waterstraal verwijdert schadelijke bacteriën die onder de tandvleesrand verborgen zitten. Zo bereikt u plekken waar u met uw tandenborstel niet bij kunt.

Traditionele mondverzorging:

Een normale tandenborstel kan lang niet alle verborgen voedselresten en bacteriën verwijderen.




Ook flosdraad kan maar beperkt onder de tandvleesrand reinigen.



Everbright Travis Waterflosser:

Komt ook op de verborgen plekken onder de tandvleesrand waar schadelijke bacteriën zich nestelen.




Inhoudsopgave

Productbeschrijving	3
Inhoud van de verpakking	4
Gebruiksaanwijzingen	5
Plaatsen en verwijderen van Tips	6
Waterdruk aanpassen	6
Gebruik van waterflosser	7
Koppelen van base en handvat	7
Laadtijd en gebruiksduur	8
In- en uit elkaar halen	8
Tips voor gebruik	9
Apparaat pauzeren	10
Problemen oplossen	12

U staat op het punt uw nieuwe Everbright TRAVIS Waterflosser in gebruik te nemen. Deze zorgt voor een gezonder gebit en tovert een stralende lach op uw gezicht. De Waterflosser gebruikt waterpulsen om uw gebit te reinigen. De waterstraal verwijdert schadelijke bacteriën die onder de tandvleesrand verborgen zitten. Zo bereikt u plekken waar u met uw tandenborstel niet bij kunt.

Productbeschrijving




- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Deksel watertank | 2. Jet tip |
| 3. Rotatie voor tip | 4. Uitwerp-knop tip |
| 5. Watertank | 6. Handvat |
| 7. Waterdruk-regelaar | 8. Aan/Uit-knop |
| 9. Base | 10. Body |
| 11. Waterslang | |

Inhoud van de verpakking

Nr.	Naam	Aantal	Afbeelding
1	Waterflosser	1	
2	Jet Tip	2	
3	USB-laadkabel	1	
4	Handleiding	1	
5	Handvat	1	
6	Reisetui	1	


Gebruiksaanwijzingen

BELANGRIJK! Zorg dat u de Waterflosser volledig oplaadt met de USB-laadkabel voor u hem in gebruik neemt. Plaats de USB-laadkabel in het daarvoor bestemde laadpunt. De waterflosser kunt u niet gebruiken tijdens het opladen.



Water vullen


Neem de watertank en deksel van de base af. Vul de watertank met de gewenste hoeveelheid water en plaats terug op de base. Druk de tank voorzichtig aan.



5

Plaatsen en verwijderen Tips

Plaats de Tip op het handstuk en druk hem aan tot hij in het handvat klikt. Wanneer u de tip wilt verwijderen drukt u op de uitwerp-knop. U trekt de Tip vervolgens omhoog.



Waterdruk aanpassen


Om de waterdruk aan te passen gebruikt u de waterdruk-regelaar. Wanneer u de regelaar naar voren schuift neemt de waterdruk toe. Beweegt u hem naar achteren dan neemt de druk af.



6

Gebruik van waterflosser

Buig het lichaam richting de wastafel en plaats de Tip in uw mond tussen uw tanden. Houd uw mond een beetje dicht om spatten te voorkomen. Met uw andere hand drukt u de Aan/Uit-knop in. Zet de waterdruk-regelaar op het gewenste drukniveau. Met de rotatie op het handvat bepaalt u de richting van de waterstraal.



Koppelen van base en handvat

Plaats het uiteinde van het handvat op de base zoals aangegeven op de tekening. Draai het uiteinde vervolgens 90° met de klok mee om hem te vergrendelen met het afgebeelde slot. Zo weet u zeker dat het handvat niet zal lekken. Om het handvat te verwijderen draait u het in tegengestelde richting terug. Zo ontgrendelt u het handvat en pakt u hem uit de base.



7

Laadtijd en gebruiksduur

Wanneer u het apparaat inschakelt blijft hij automatisch 150 seconden aanstaan, tenzij u hem tussentijds uitschakelt met de Aan/Uit-knop. Wenst u hem langer te gebruiken? Dan kunt u de waterflosser opnieuw aanzetten.

De batterij-indicator zal een lichtsignaal geven wanneer u het apparaat moet opladen. Tijdens het laden zal het lichtsignaal langzaam knipperen. Wanneer de batterij-indicator onafgebroken oplicht, betekent dit dat de accu vol is. Let op: tijdens het opladen kunt u de waterflosser niet gebruiken.

In – en uit elkaar halen

Zorg dat u de watertank goed afdroogt. U keert de base om en plaatst deze ondersteboven in de watertank. U kunt het handvat, de Tip en USB-laadkabel opbergen in de deksel van de watertank. Vervolgens plaatst u de deksel terug op de watertank om het geheel af te sluiten. De waterflosser past nu in het meegeleverde reisetui.







Image: Let op de richting

8


Tips voor gebruik

Het is belangrijk dat u de straal in een hoek van 90° op uw tandvleesrand richt. Zorg dat uw mond halfgesloten is om hevig spatten te voorkomen. U kunt het water rechtstreeks uit uw mond de wastafel in laten lopen. Beweeg de Tip langs uw tandvleesrand waarbij u van achter naar voren werkt. Beweeg de Tip rustig van tand naar tand met korte tussenpozen. Doe dit tot u het hele gebit heeft gereinigd.




Apparaat pauzeren

Om het apparaat te pauzeren drukt u de Aan/Uit-knop kort in. U kunt ook de drukregelaar naar de laagste stand schuiven.



Toepassing van de Tip

Reinig 360° met de meegeleverde Standaard Jet Tip. Hiermee reinigt u de plekken waar uw tandenborstel niet bij kan komen. Effectief voor gezond tandvlees.



Apparaat schoonmaken

Wanneer u een andere vloeistof (zoals mondwater) in het apparaat gebruikt is het belangrijk dat u de watertank zorgvuldig reinigt. Spoel de waterflosser en het handvat goed door met warm – niet heet – water. Om de levensduur van het apparaat te verlengen kunt u hem het beste drogen na gebruik.

U kunt het apparaat reinigen door hem schoon te maken met een zachte doek en mild niet-schurend schoonmaakmiddel.

Onderhoud

1. Na gebruik leegt u de watertank en het handstuk. Droog het apparaat af en zet het op een droge en koele plek neer. Gebruikt u het apparaat voor langere periode niet, verpak hem dan in het meegeleverde reisetui.
2. Wanneer de waterflosser een onverhoopt defect vertoont neemt u contact op met de verkoper.
3. Zorg dat u het apparaat niet zelf uit elkaar haalt. Doet u dit wel dan kunnen wij werking van het apparaat helaas niet meer garanderen. De garantie komt daarbij te vervallen.
4. Is de USB-laadkabel defect? Neem contact op met de verkoper of een gekwalificeerde service-monteur.
5. Buiten de garantieperiode kunt u altijd contact met ons opnemen. U betaalt dan een vergoeding voor het materiaal en de reparatiekosten. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Lekkage tussen de Tip en het handvat	De Tip is niet op de juiste manier geplaatst	Verwijder de Tip en plaats hem opnieuw tot hij klikt
Lekkage van de slang	Slang is beschadigd	Vervang de waterslang via de verkoper of de service-monteur
Watertank lekt aan onderkant	De afdichting is mogelijk niet correct geplaatst	Vervang de afdichting of zet hem in de juiste richting
Apparaat start niet	Defect aan motor	Controleer of het stopcontact functioneert met een ander elektrisch apparaat.

Wij verzekeren u als oorspronkelijke koper/eigenaar van dit apparaat dat de waterflosser vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw aankoopbewijs voor uw garantie.

Nogmaals bedankt voor het aanschaffen van de Everbright Travis Waterflosser.